



NEU! Tanita-Fresh-Kiss Atemtester

Schlechter Atem?! Mundgeruch?! Tanita-Fresh-Kiss sagt Ihnen in Sekunden die Wahrheit

(ddp direct)Wir sind täglich unterwegs und treffen viele Menschen, kommen uns nahe und wollen uns dabei immer von unserer besten Seite präsentieren. Zum guten Eindruck, den wir machen wollen, gehören dabei gute Manieren, ein gepflegtes Outfit und eine möglichst dezente Duftaura. Alles in allem soll es ein starker Auftritt sein.

Doch was hilft, wenn man das Problem des schlechten Atems hat? Und, noch schlimmer, wenn man nicht ahnt, dass es ein schlechter Atem ist, der so manche Chance verdirbt? Denn während wir den schlechten Atem unseres Gegenübers sofort identifizieren, können wir unseren eigenen Mundgeruch nicht wahrnehmen. Die Nase gewöhnt sich bereits nach kurzer Zeit an einen eigenen Geruch und unterdrückt seine Wahrnehmung.

Hier hilft schnell und unkompliziert der neue Tanita-Fresh-Kiss Atemtester. Dieses kleine, nur feuerzeuggroße Messgerät, hats in sich - es gibt zu jeder Zeit und zu jeder Stunde rasch und unbestechlich Auskunft, ob wir etwas gegen den Kommunikationskiller Mundgeruch tun müssen.

Wie entsteht schlechter Atem?

Schlechter Atem entsteht durch flüchtige Schwefelverbindungen und durch Kohlenwasserstoffgase in der Mundhöhle, die zu über 90 % aller Fälle die Ursache für Mundgeruch sind. Diese werden von anaeroben Bakterien erzeugt, die bereits für eine Vorverdauung unserer Nahrung im Mund sorgen. Generell vernachlässigte Mundhygiene, vor allem schlechtes Reinigen von Zähnen und Zunge während einer Grippe oder Atemwegserkrankung, erhöhen das Risiko für schlechten Atem erheblich.

Schlechter Atem, der durch organische Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes, Bronchial Asthma oder Infektionen der Atemwege entsteht oder schlechter Atem der sich vorübergehend durch die Aufnahme bestimmter Speisen und Gemüse, wie zum Beispiel Knoblauch und Zwiebeln, entwickelt, kann mit dem Tanita-Fresh-Kiss Atemtester nicht gemessen werden. Nur etwa bei jedem zehnten, bei dem schlechter Atem konstatiert wird, hat diese krankhaften Ursachen.

Wie funktioniert der Tanita-Fresh-Kiss Atemtester?

Tanita nutzt den technischen Fortschritt zur Entwicklung von Produkten, die den Menschen helfen ihre Gesundheit im Blick zu behalten und sich wohl zu fühlen. Die 2. Generation des Tanita-Fresh-Kiss Atemtesters ist nun da - klein, handlich, nur feuerzeuggroß und 45 Gramm leicht. Noch genauer, formschöner. Innerhalb von 8 Sekunden weiß man, ob der Atem rein ist. Tanita-Fresh-Kiss Atemtester misst den schlechten Atem so: Wenn der Sensor hohen Konzentrationen flüchtigen Schwefelverbindungen oder Kohlenwasserstoffe ausgesetzt wird, sinkt der Elektronenaustausch mit dem Sauerstoff in der Atmosphäre (normale Luft, Raumumgebung), was wiederum verursacht, dass auch der Widerstand innerhalb des Sensors sinkt. Der Prozentsatz, um den der Widerstand des Sensors sinkt, hängt von der Konzentration der Gase ab. Diese prozentuale Veränderung wird dann vom Tanita-Fresh-Kiss Atemtester zur Berechnung der Konzentration des fraglichen Gases und damit auch der Stärke des Mundgeruchs gemessen. Auf der LCD-Anzeige vom Tanita-Fresh-Kiss Atemtester erscheint dann eine Grafik mit Zahl:

- 0 bedeutet keinen Mundgeruch
- 1 bedeutet ganz leichter Mundgeruch
- 2 bedeutet leichter Mundgeruch
- 3 bedeutet mittelstarker Mundgeruch
- 4 bedeutet starker Mundgeruch
- 5 bedeutet sehr starker Mundgeruch

Wie benutze ich den Tanita-Fresh-Kiss Atemtester?

1. Starten Sie das Gerät indem Sie die Kappe des Sensors nach oben schieben. Auf dem Display erscheint anschließend ein Countdown von 5 bis 1. Schütteln Sie das Gerät ganz leicht für kurze Zeit, damit der Sensor frei von sämtlichen Gerüchen ist.
2. Sobald "Start" im Display erscheint hauchen Sie bitte (als wenn Sie gähnen) aus ca. 1 cm in den Sensor bis nach wenigen Sekunden ein Signal ertönt. Achten Sie darauf, dass der Sensor im Frontbereich, sowie an der hinteren Entlüftung nicht durch Ihre Hand abgedeckt ist.
3. Die Stärke des Mundgeruchs erscheint anhand einer Zahl von 0 - 5 (kein Mundgeruch bis sehr starker Mundgeruch) für einige Sekunden auf dem Display. Der Tanita-Fresh-Kiss Atemtester schaltet sich anschließend aus, so dass Sie die Kappe wieder schließen können.

Tanita-Fresh-Kiss Atemtester -- der Geruchs-Detektor für mehr Sicherheit und sympathischen Atem jetzt für jedermann diskret zum testen.

Tanita-Fresh-Kiss Atemtester ist ab sofort zum empfohlenen Verkaufspreis von Euro 49,95 in Apotheken und Sanitätshäusern erhältlich.

Im Versandhandel ist der Tanita-Fresh-Kiss Atemtester ab sofort zu bestellen bei

www.saubere-zaehne.de
www.tetrobreathe-shop.de
www.ready-to-kiss.com
www.tanita-fresh-kiss.de
www.tetrobreathe.eu (in englischer Sprache)
www.amazon.de

Der Text wurde erstellt von Walter Wagatha, Fa. glasow&wagatha medical GmbH, Solalindenstr. 71, 81827 München, Tel.: 0049-(0)89-43572804,

Fax: 0049-(0)89-43572816, www.tetrobreathe-shop.de, info@tetrobreathe-shop.de

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen, Muster, etc. an Walter Wagatha

Shortlink zu dieser Pressemitteilung:

<http://shortpr.com/iunrzc>

Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:

<http://www.themenportal.de/vermischtes/neu-tanita-fresh-kiss-atemtester-72949>

=== Tanita-Fresh-Kiss Atemtester (Bild) ===

Shortlink:

<http://shortpr.com/h4tvmq>

Permanentlink:

<http://www.themenportal.de/bilder/tanita-fresh-kiss-atemtester>

Pressekontakt

glasow&wagatha medical GmbH

Herr Walter Wagatha
Solalindenstr. 71
81827 München

info@tetrobreath-shop.de

Firmenkontakt

glasow&wagatha medical GmbH

Herr Walter Wagatha
Solalindenstr. 71
81827 München

tetrobreath-shop.de
info@tetrobreath-shop.de

-

Anlage: Bild

